

BASIC

Базовые препараты для мезотерапии



DNA 3

Лифтинговый коктейль с нуклеотидами

СОСТАВ:

Гиалуроновая кислота 1%,
полинуклеотиды 1%,
гидролизированный растительный коллаген 1%

ПОКАЗАНИЯ:

Фотостарение, морщины, рубцы.
Для ревитализации, улучшения структуры кожи и лифтинга.

ФОРМА ВЫПУСКА:

ампула 2мл, № 20

Мезотерапия. Basic



Действие:

Стимулирует выработку эндогенной гиалуроновой кислоты, препятствует разрушению волокон коллагена и эластина. Обладает увлажняющим, регенерирующим и антиоксидантным действием, противодействует проявлениям признаков фотостарения, улучшает структуру кожи. Обладает выраженным лифтинговым эффектом.



Показания:

Фотостарение, морщины, рубцы.
Для ревитализации, улучшения структуры кожи и лифтинга.



Область введения:

- Лицо, тело



Используемые техники:

- Мезотерапия (микроинъекции, наппаж)
- Мезороллер
- Электропорация и другие аппаратные методики



Рекомендуемый курс:

- 1 месяц: 1 раз в неделю
- 2 месяц: 1 раз в 2 недели
- 3 месяц: 1 раз в месяц (по показаниям)



Средний расход на процедуру:

- 2 мл



Рекомендуемые сочетания препаратов и процедур:

- может использоваться в качестве монотерапии;
- для усиления эффекта рекомендовано чередование с Mandelico Peeling, Ferulico Peeling и Yellow Peel каждые 7-14-21 дней;
- в постпроцедурный уход рекомендовано применение крем-маски Simil Care;
- в домашний уход рекомендовано применение Facelift Serum Xtra и нутрицевтика Face Antiaging Xtra.