

BASIC

Базовые препараты для мезотерапии



Мезотерапия. Basic

HYALURONIC ACID 3%

Эффективное увлажнение и ревитализация

СОСТАВ:

Нестабилизированная гиалуроновая кислота неживотного происхождения 3% (1,0 - 1,5 млн Да)

ПОКАЗАНИЯ:

Профилактика и коррекция проявлений фото- и хроностарения, активное увлажнение; ревитализация кожи; ускорение регенерации тканей; подготовка и реабилитация при проведении различных косметологических процедур.

ФОРМА ВЫПУСКА:

флакон 5 мл, N° 5



Действие:

Гиалуроновая кислота значительно повышает уровень увлажненности кожи, активизирует работу фибробластов, усиливает производство коллагена и эластина, стимулирует клеточное обновление, регенерацию тканей, обладает антиоксидантным, омолаживающим действием.



Показания:

Профилактика и коррекция проявлений фото- и хроностарения, активное увлажнение кожи. Ревитализация кожи. Ускорение регенерации тканей. Подготовка и реабилитация при проведении различных косметологических процедур.



Область введения:

- Лицо, шея, декольте



Используемые техники:

- Мезотерапия (микропапулы, микроинъекции)
- Мезороллер
- Электропорация и другие аппаратные методики



Рекомендуемый курс:

- 1 месяц: 1 раз в неделю
- 2 месяца: 1 раз в 2 недели



Средний расход на процедуру:

- 1 – 1,5 мл разведённого препарата (см. рекомендуемые сочетания препаратов)



Рекомендуемые сочетания препаратов и процедур:

- НЕ вводить в неразведённом виде. Может вызвать отёк!
- Рекомендовано разведение Hyaluronic Acid 3% с препаратом Idebenone или Organic Silicon 1% в соотношении 1:1 или 1:2;
- для коррекции мимических морщин рекомендуется дополнить терапию препаратом Facelift Xtra;
- для усиления эффекта рекомендовано чередование с Mandelico Peeling, Ferulico Peeling и Yellow Peel каждые 7-14-21 дней;
- в постпроцедурный уход рекомендовано применение крем-маски Simil Care;
- в домашний уход рекомендовано применение Face Antiaging Cream Xtra и Facelift Serum Xtra, а также нутрицевтика Face Antiaging Xtra.



Себестоимость 1 процедуры:

2,6 - 3,9